

## Produktinformation

- Allogenes Knochenersatzmaterial
- Herstellung gemäß GMP, AMG, AMWHV, TPG und Gewebegesetz
- Vor Gebrauch mindestens 30 Minuten in einem geeigneten sterilen, physiologischen Medium (z.B. isotoner Infusionslösung) rehydratisieren
- In ungeöffneter Verpackung, bei Lagerung unter 25°, fünf Jahre ab Herstellungsdatum haltbar
- Nicht bestrahlt, frei von Konservierungsstoffen, Antibiotika und tierischen Bestandteilen



## Produktportfolio

Art. Nr	Art. Beschreibung	Description	Größe/ Size
GT2601	Spongiosawürfel, 1 Stck.	Cancellous Cube, 1 pc.	1 cm <sup>3</sup> /cc
GT2602	Spongiosawürfel, 3 Stck.	Cancellous Cube, 3 pc.	1 cm <sup>3</sup> /cc
GT2609	Spongiosablock, 1 Stck.	Cancellous Block, 1 pc.	3 cm <sup>3</sup> /cc
GT2603	Spongiosablock, 3 Stck.	Cancellous Block, 3 pc.	3 cm <sup>3</sup> /cc
GT2604	Spongiosablock, 1 Stck.	Cancellous Block, 1 pc.	9 cm <sup>3</sup> /cc
GT2600	Spongiosablock, 1 Stck.	Cancellous Block, 1 pc.	12 cm <sup>3</sup> /cc
GT2605	Spongiosablock, 1 Stck.	Cancellous Block, 1 pc.	15 cm <sup>3</sup> /cc

GT (Gefriergetrocknet)

### Hersteller



DEUTSCHES INSTITUT FÜR  
ZELL- UND GEWEBEERSATZ

**Hersteller:** Deutsches Institut für Zell- und Gewebersatz (DIZG)  
**Anschrift:** Köpenicker Straße 325  
D-12555 Berlin

**Zertifizierungen:** DIN EN ISO 13485  
DIN EN ISO 9001

**Herstellungserlaubnis:** Erlaubnis nach §13 Deutsches AMG zur Herstellung allogener Gewebetransplantate und autologer Zellkulturen

**Arzneimittelzulassung:** 11 Arzneimittelzulassungen nach §21 Deutsches AMG

Mittlerweile profitieren jährlich mehr als 35.000 Patienten mit schweren Verletzungen von rund 350 verschiedenen Transplantatarten aus den Reinräumen des DIZG. Grundlage der Verwendung eines DIZG-Transplantats muss stets die Beurteilung des Operateurs sein.

### Vertrieb



**surgebright**  
brighter ways for surgery

**Vertrieb in Österreich:** surgebright GmbH Gewebebank  
**Zulassung:** Zertifizierte Gewebebank  
**Zulassungsnummer:** 680 232

**Kontaktdaten**  
**Anschrift:** Gewerbezeile 7  
4040 Lichtenberg bei Linz  
+43 720 371 355  
**E-Mail:** distribution@surgebright.com  
**Web:** www.surgebright.com

Surgebright ist eine Gewebebank mit Sitz in Oberösterreich. Mit höchster Sorgfalt produzieren und entwickeln wir Transplantate aus humanem Spenderknochen. Für fachliche Beratung zu unseren Produkten stehen Ihnen unsere AußendienstmitarbeiterInnen gerne unter den oben angeführten Kontaktdaten zur Verfügung.