

Produktinformation

- Allogenes Knochenersatzmaterial
- Herstellung gemäß GMP, AMG, AMWHV, TPG und Gewebegesetz
- Vor Gebrauch mindestens 30 Minuten in einem geeigneten sterilen, physiologischen Medium (z.B. isotoner Infusionslösung) rehydratisieren
- In ungeöffneter Verpackung, bei Lagerung unter 25°, fünf Jahre ab Herstellungsdatum haltbar
- Nicht bestrahlt, frei von Konservierungsstoffen, Antibiotika und tierischen Bestandteilen



Produktportfolio

Art. Nr	Art. Beschreibung	Description	Größe/ Size
Tibiadiaphysen			
GT2301	Tibiadiaphyse	Tibial Shaft	50 mm
GT2302	Tibiadiaphyse	Tibial Shaft	70 mm
GT2303	Tibiadiaphyse	Tibial Shaft	100 mm
GT2304	Tibiadiaphyse	Tibial Shaft	150 mm
GT2305	Tibiadiaphyse	Tibial Shaft	250 mm längshalbiert
GT2306	Tibiadiaphyse	Tibial Shaft	komplett
Humerusdiaphysen			
GT1800	Humerusdiaphyse	Humerus Shaft	komplett

GT (Gefriergetrocknet)

Hersteller DEUTSCHES INSTITUT FÜR ZELL- UND GEWEBERSATZ

Hersteller: Deutsches Institut für Zell- und Gewebersatz (DIZG)
Anschrift: Köpenicker Straße 325
 D-12555 Berlin

Zertifizierungen: DIN EN ISO 13485
 DIN EN ISO 9001

Herstellungserlaubnis: Erlaubnis nach §13 Deutsches AMG zur Herstellung allogener Gewebetransplantate und autologer Zellkulturen

Arzneimittelzulassung: 11 Arzneimittelzulassungen nach §21 Deutsches AMG

Mittlerweile profitieren jährlich mehr als 35.000 Patienten mit schweren Verletzungen von rund 350 verschiedenen Transplantatarten aus den Reinnäumen des DIZG. Grundlage der Verwendung eines DIZG-Transplantats muss stets die Beurteilung des Operateurs sein.

Vertrieb brighter ways for surgery

Vertrieb in Österreich: surgebright GmbH Gewebebank
Zulassung: Zertifizierte Gewebebank
Zulassungsnummer: 680 232

Kontaktadressen:
Anschrift: Gewerbezeile 7
 4040 Lichtenberg bei Linz
 +43 720 371 355
E-Mail: distribution@surgebright.com
Web: www.surgebright.com

Surgebright ist eine Gewebebank mit Sitz in Oberösterreich. Mit höchster Sorgfalt produzieren und entwickeln wir Transplantate aus humanem Spenderknochen. Für fachliche Beratung zu unseren Produkten stehen Ihnen unsere AußendienstmitarbeiterInnen gerne unter den oben angeführten Kontaktdaten zur Verfügung.