

Produktinformation

- Allogenes Knochenersatzmaterial, Herstellung gemäß GMP, AMG, AMWHV, TPG und Gewebegesetz
- Natriumhyaluronat als Trägersubstanz
- Zum Auffüllen von Knochendefekten, nicht-lasttragendes Transplantat
- Gute Formbarkeit und schneller Ein- und Umbau
- Gebrauchsfertig, kein Rehydratisieren oder Anmischen
- Einfache Applikation mittels Fertigspritze
- In ungeöffneter Verpackung, bei Lagerung unter 25°, fünf Jahre ab Herstellungsdatum haltbar
- Nicht bestrahlt, frei von Konservierungsstoffen, Antibiotika und tierischen Bestandteilen



Produktportfolio

Art. Nr	Art. Beschreibung	Description	Größe/ Size
GT3550	DBM, pastös, 0,212–0,85 mm	DBM pastös, 0,212–0,85 mm	0,5 cm ³ /cc
GT3551	DBM, pastös, 0,212–0,85 mm	DBM pastös, 0,212–0,85 mm	1 cm ³ /cc
GT3552	DBM, pastös, 0,212–0,85 mm	DBM pastös, 0,212–0,85 mm	2,5 cm ³ /cc
GT3553	DBM, pastös, 0,212–0,85 mm	DBM pastös, 0,212–0,85 mm	5 cm ³ /cc
GT3554	DBM, pastös, 0,212–0,85 mm	DBM pastös, 0,212–0,85 mm	10 cm ³ /cc

GT (Gefriergetrocknet)

Hersteller



DEUTSCHES INSTITUT FÜR
ZELL- UND GEWEBEERSATZ

Hersteller: Deutsches Institut für Zell- und Gewebersatz (DIZG)
Anschrift: Köpenicker Straße 325
D-12555 Berlin

Zertifizierungen: DIN EN ISO 13485
DIN EN ISO 9001

Herstellungserlaubnis: Erlaubnis nach §13 Deutsches AMG zur Herstellung allogener Gewebetransplantate und autologer Zellkulturen

Arzneimittelzulassung: 11 Arzneimittelzulassungen nach §21 Deutsches AMG

Mittlerweile profitieren jährlich mehr als 35.000 Patienten mit schweren Verletzungen von rund 350 verschiedenen Transplantatarten aus den Reinräumen des DIZG. Grundlage der Verwendung eines DIZG-Transplantats muss stets die Beurteilung des Operateurs sein.

© surgebright GmbH

Vertrieb



surgebright
brighter ways for surgery

Vertrieb in Österreich: surgebright GmbH Gewebekbank
Zulassung: Zertifizierte Gewebekbank
Zulassungsnummer: 680 232

Kontaktdaten
Anschrift: Gewerbezeile 7
4040 Lichtenberg bei Linz
Telefonnummer: +43 720 371 355
E-Mail: distribution@surgebright.com
Web: www.surgebright.com

Surgebright ist eine Gewebekbank mit Sitz in Oberösterreich. Mit höchster Sorgfalt produzieren und entwickeln wir Transplantate aus humanem Spenderknochen. Für fachliche Beratung zu unseren Produkten stehen Ihnen unsere AußendienstmitarbeiterInnen gerne unter den oben angeführten Kontaktdaten zur Verfügung.