

## Produktinformation

- Allogenes Knochenschrauben-Transplantat
- Herstellung gemäß GMP, AMG, AMWHV, TPG und Gewebegesetz
- Anwendung in der Hand-, Ellenbogen- und Kniechirurgie
- Gelenksarthrosen oder Fixierung von Knochenfragmenten, hohe mechanische Stabilität
- In ungeöffneter Verpackung, bei Lagerung unter 25°, fünf Jahre ab Herstellungsdatum haltbar
- Nicht bestrahlt, frei von Konservierungsstoffen, Antibiotika und tierischen Bestandteilen



## Produktportfolio

Art. Nr	Art. Beschreibung	Farbliche Markierung	Durchmesser	Packungsgröße
SC35351	Shark Screw® 3,5 - Länge 35mm	Blau	3,5mm	1
SC35401	Shark Screw® 4,0 - Länge 35mm	Gelb	4,0mm	1
SC35451	Shark Screw® 4,5 - Länge 35mm	Rot	4,5mm	1
SC35501	Shark Screw® 5,0 - Länge 35mm	Schwarz	5,0mm	1
SC35352	Shark Screw® 3,5 - Länge 35mm	Blau	3,5mm	2
SC35402	Shark Screw® 4,0 - Länge 35mm	Gelb	4,0mm	2
SC35452	Shark Screw® 4,5 - Länge 35mm	Rot	4,5mm	2
SC35502	Shark Screw® 5,0 - Länge 35mm	Schwarz	5,0mm	2

## Instrumente-Set

Art. Nr	Art. Beschreibung	Farbliche Markierung	Größe	Packungsgröße
HN.ISW415.AO	6-Kant-Schraubendreherfortsatz	k.A.	-	1
09-82-28	Saugkanüle für Kernbohrung	k.A.	-	1
SPIBO-2,7-K	Kanülierter Spiralbohrer für 3,5	Blau	2,85mm	1
SPIBO-3,1-K	Kanülierter Spiralbohrer für 4,0	Gelb	3,10mm	1
SPIBO-3,5-K	Kanülierter Spiralbohrer für 4,5	Rot	3,50mm	1
SPIBO-3,9-K	Kanülierter Spiralbohrer für 5,0	Schwarz	3,90mm	1
G.SCHNEIDER.LH3,5	Gewindeschneider für 3,5	Blau	3,50mm	1
G.SCHNEIDER.LH4,0	Gewindeschneider für 4,0	Gelb	4,00mm	1
G.SCHNEIDER.LH4,5	Gewindeschneider für 4,5	Rot	4,50mm	1
G.SCHNEIDER.LH5,0	Gewindeschneider für 5,0	Schwarz	5,00mm	1

Art. Nr	Art. Beschreibung	Farbliche Markierung	Größe	Packungsgröße
10.915	Handgriff mit Schnellkupplung	k.A.	-	1
CB-405-070	Sterilisiercontainer, Boden, ung.	k.A.	-	1
CL-400-040	Deckel f. Sterilisierbeh.	k.A.	-	1
SM-850-000	Silikonmatte f. Sterilcontainer	k.A.	-	1

Information: Die farbliche Markierung dient der Größenzuordnung der jeweiligen Transplantate.

## Hersteller DEUTSCHES INSTITUT FÜR ZELL- UND GEWEBEERSATZ

**Hersteller:** Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz (DIZG)  
**Anschrift:** Köpenicker Straße 325  
 D-12555 Berlin

**Zertifizierungen:** DIN EN ISO 13485  
 DIN EN ISO 9001

**Herstellungserlaubnis:** Erlaubnis nach §13 Deutsches AMG zur Herstellung allogener Gewebetransplantate und autologer Zellkulturen

**Arzneimittelzulassung:** 11 Arzneimittelzulassungen nach §21 Deutsches AMG

Mittlerweile profitieren jährlich mehr als 35.000 Patienten mit schweren Verletzungen von rund 350 verschiedenen Transplantatarten aus den Reinräumen des DIZG. Grundlage der Verwendung eines DIZG-Transplantats muss stets die Beurteilung des Operateurs sein.

## Vertrieb brighter ways for surgery

**Vertrieb in Österreich:** surgebright GmbH Gewebebank  
**Zulassung:** Zertifizierte Gewebebank  
**Zulassungsnummer:** 680 232

**Kontakt Daten**  
**Anschrift:** Gewerbezeile 7  
 4040 Lichtenberg bei Linz  
 +43 720 371 355  
**E-Mail:** distribution@surgebright.com  
**Web:** www.surgebright.com

Surgebright ist eine Gewebebank mit Sitz in Oberösterreich. Mit höchster Sorgfalt produzieren und entwickeln wir Transplantate aus humanem Spenderknochen. Für fachliche Beratung zu unseren Produkten stehen Ihnen unsere AußendienstmitarbeiterInnen gerne unter den oben angeführten Kontaktdaten zur Verfügung.