

PRODUKTINFORMATION

- allogenes Knochenersatzmaterial
- Herstellung gemäß GMP, AMG, AMWHV, TPG und Gewebegesetz
- Vor Gebrauch mindestens 30 Minuten in einem geeigneten sterilen, physiologischen Medium (z.B. isotoner Infusionslösung) rehydratisieren
- In ungeöffneter Verpackung, bei Lagerung unter 25°, fünf Jahre ab Herstellungsdatum haltbar
- Nicht bestrahlt, frei von Konservierungsstoffen, Antibiotika und tierischen Bestandteilen



PRODUKTPORTFOLIO

| Art. Nr | Art. Beschreibung | Description | Größe/ Size |
|--------------------------------|---|--|------------------------|
| Cortico-Spongiosa Chips | | | |
| GT2765 | Cortico-Spongiosa-Chip, 10 mm Stärke, C-Form | Cort/Canc Chip, 10 mm thickness; C-Form | 15 x 20 mm |
| GT2745 | Cortico-Spongiosa-Chip, 4-5 mm Stärke; J-Form | Cort/Canc Chip, 4-5 mm thickness; J-Form | 10 x 10-15 mm |
| Cortico-Spongiosa Chips gesägt | | | |
| GT2741 | Cortico-Spongiosa-Chips, < 1 cm | Cort/Canc Chips, < 1 cm | 5 cm ³ /cc |
| GT2742 | Cortico-Spongiosa-Chips, < 1 cm | Cort/Canc Chips, < 1 cm | 10 cm ³ /cc |
| GT2744 | Cortico-Spongiosa-Chips, < 1 cm | Cort/Canc Chips, < 1 cm | 15 cm ³ /cc |
| GT2743 | Cortico-Spongiosa-Chips, < 1 cm | Cort/Canc Chips, < 1 cm | 30 cm ³ /cc |
| GT (Gefriergetrocknet) | | | |

Hersteller



Hersteller: Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz (DIZG)
Gemeinnützige Gesellschaft mbH
Anschritt: Köpenicker Straße 325
D-12555 Berlin

Herstellungserlaubnis: Erlaubnis nach §13 Deutsches AMG zur Herstellung
allogener Gewebetransplantate und autologer Zellkulturen

Arzneimittelzulassung: 11 Arzneimittelzulassungen nach §21 Deutsches AMG

Mittlerweile profitieren jährlich mehr als 35.000 Patienten mit schweren Verletzungen von rund 350 verschiedenen Transplantatarten aus den Reinräumen des DIZG. Grundlage der Verwendung eines DIZG-Transplantats muss stets die Beurteilung des Operateurs sein.

Vertrieb



Vertrieb in Österreich: surgebright GmbH
Zulassung: Zertifizierte Gewebebank
Zulassungsnummer: 680 232

Anschrift: Gewerbezeile 7
4040 Lichtenberg bei Linz
Telefonnummer: +43 720 371 355
E-Mail: distribution@surgebright.com
Web: www.surgebright.com

surgebright ist eine Gewebebank mit Sitz in Oberösterreich. Mit höchster Sorgfalt produzieren und entwickeln wir Transplantate aus humanem Spenderknochen. Für fachliche Beratung zu unseren Produkten stehen Ihnen unsere AußendienstmitarbeiterInnen gerne unter den oben angeführten Kontaktdaten zur Verfügung.