



PRODUKTBROSCHÜRE

surgebright GmbH

SURGEBRIGHT

Die Gewebekbank für österreichische Spitäler

Unser Herz schlägt für Allografts. Denn wir sind der Meinung, die beste Versorgung ist 100% natürlich und das in vielen Fällen auch ohne Risiken durch die Entnahme von Autografts.

Weit über **100 österreichische Kliniken** vertrauen auf Allografts von surgebright. Schnelle Verfügbarkeit, hohe Qualität und exzellente Betreuung - ermöglicht durch ein Netzwerk von Partnern mit Zugang zu über 15.000 Spendern jährlich. Als österreichisches Familienunternehmen liegt uns die Versorgungssicherheit im österreichischen Gesundheitssystem besonders am Herzen.

UNSERE PARTNER

Gemeinsam für maximale Versorgungssicherheit in Österreich.

Solvita™ (Maxxeus™)

Die Maxxeus™ Gewebeprodukte von Solvita durchlaufen einen kontrollierten und validierten Herstellungs- und Sterilisationsprozess. Durch Gammastrahlung in sehr geringer Dosis wird die Sterilität der Allografts erreicht, ohne die Belastbarkeit der Allografts zu beeinträchtigen. Das von der Gewebekbank Solvita angewandte Sterilisationsverfahren ist ein weltweit genutztes Standardverfahren in der Pharma- und Medizinproduktebranche und gilt als sehr sicher.



Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz (DIZG)

Für die Herstellung seiner hochwertigen Transplantate vertraut das DIZG seit mehr als 30 Jahren auf ein gemeinsam mit dem Universitätsklinik Charité entwickeltes Peressigsäure-Ethanol-Sterilisationsverfahren (PES). Mittlerweile durchliefen mehr als 700.000 Gewebeprodukte diesen validierten Sterilisationsprozess. Bei keiner einzigen Gewebepreparation kam es bisher zu einer unerwünschten Reaktion. Die Sicherheit und Qualität der Gewebeprodukte des DIZG sind unumstritten. Aus diesem Grund zählen die Allografts des DIZG zu den wenigen, die in Deutschland als Arzneimittel zugelassen sind. Das DIZG genießt mit dem bestrahlungsfreien Sterilisationsverfahren weltweit ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.



INHALT

MEDIZINPRODUKTE

ChondroFiller® liquid	4
Shark Screw® Instrumente	5

SHARK SCREW® ALLOGRAFTS

Shark Screw® Übersicht	6
----------------------------------	---

DEMINERALISIERTE ALLOGRAFTS (DBM)

DBM pastös & Putty	8
DBM Crunch Mix	8
DBM als Granulat	8
DBMx-press	9
DBM Flexx Fibers & Fiberfill®	9
Cortiflex®	9
DBM Spongiosablöcke	10

STRUKTUR ALLOGRAFTS & WEDGES

Cotton- & Evans-Wedges	10
Blöcke tri- & bicortical Beckenkamm Os ilium	11
Umstellungs-Wedges & Keile	11
Diaphysen & Späne	12
Wirbelsäulen-Spacer	12

SPORTMEDIZIN

Spongiosa-Zylinder	13
Revisionsdübel kanüliert	13
Sehnen	14
Menisken	15

DEFEKTFÜLLER

Spongiosa-Würfel & Blöcke	16
Spongiosa-Chips & Würfel	16
Spongiosa-Chips	17
Corticospongiosa-Chips	18
Hüftköpfe	18

HUMANE HAUT & WEICHGEWEBE

Fascia Lata	19
Amnion	19
Epiflex®	20
Epiflex® perforiert	21
Maxxeus™ Wound care	21



ChondroFiller® liquid - Knorpelimplantat

Orthobiologische Kollagenmatrix für die Knorpelregeneration in Gelenken

Artikelnummer	Haltbarkeit*	Größe	Defektgröße bis
HCFL-10	2 Jahre	1.0 mL	1.5 cm ²
HCFL-15	2 Jahre	1.5 mL	2 cm ²
HCFL-23	2 Jahre	2.3 mL	3 cm ²

ChondroFiller® liquid

Patentierte Matrix-Implantationstechnologie:

- » Zellfreies Kollagenscaffold aus hochreinem Kollagen Typ 1 nativen Ursprungs – attraktiv für die Zellmigration aus umliegenden Geweben
- » Zeit- und kosteneffiziente Applikation durch ein innovatives Zweikammerspritzen-Verfahren
- » Einfache, one-step Handhabung in arthroskopischer oder offener Anwendung in den großen Gelenken
- » Im Daumensattelgelenk einmalige Applikation per Injektion unter Ultraschallkontrolle in den Defekt
- » Individuell angepasste, formstabile Defektfüllung bei Knorpelschaden Grad III und IV
- » Gebrauchsfertig, keine Mikrofrakturierung, kein zusätzlicher Fibrinkleber, keine Membran
- » Entwicklung, Herstellung und Konfektionierung in Deutschland



**Knorpelschaden
Grad III-IV**



Defektreinigung



**Defektfüllung
mit 3D-Matrix**



**Formstables
Regenerat**



Animation der Anwendung
von **ChondroFiller® liquid**
in den großen Gelenken

Instrumente Shark Screw®

Abbildung



Beschreibung

Handgriff für Shark Screw®

Shark Screw® driver cut

Shark Screw® driver ACL

Shark Screw® driver ht

Shark Screw® coupling

Kanülierter Spiralbohrer Ø 2.85 mm blau, L 110 mm

Kanülierter Gewindeschneider Ø 3.5 mm blau, L 110 mm

Kanülierter Spiralbohrer Ø 3.25 mm gelb, L 110 mm

Kanülierter Gewindeschneider Ø 4.0 mm gelb, L 110 mm

Kanülierter Spiralbohrer Ø 3.7 mm rot, L 145 mm

Kanülierter Gewindeschneider Ø 4.5 mm rot, L 145 mm

Kanülierter Spiralbohrer Ø 4.2 mm schwarz, L 145 mm

Kanülierter Gewindeschneider Ø 5.0 mm schwarz, L 145 mm

Shark Screw® knob

1.6 mm K-Draht mit Olive

1.8 mm K-Draht mit Olive

2.0 mm K-Draht mit Olive

1.2 mm Bohrdraht | einfach gespitzt

1.2 mm Bohrdraht | doppelt gespitzt

1.6 mm Bohrdraht | einfach gespitzt

M-Wanne HTB für Höhe 135 - Farbe Silber

M-Deckel HTB - Easy Stop - Farbe blau

1/2 Siebkorb perforiert inkl. Zubehör



Shark Screw® cut

Allogene Schraube aus humanem Spenderknochen

DIZG	Solventa	Beschreibung	Farbe	Länge	Durchmesser
SC35351	CTSC35351	Shark Screw® cut 3.5		35 mm	3.5 mm
SC35401	CTSC35401	Shark Screw® cut 4.0		35 mm	4.0 mm
SC35451	CTSC35451	Shark Screw® cut 4.5		35 mm	4.5 mm
-	CTSC45451	Shark Screw® cut 4.5 long		45 mm	4.5 mm
SC35501	CTSC35501	Shark Screw® cut 5.0		35 mm	5.0 mm



Shark Screw® diver

Allogene Schraube aus humanem Spenderknochen | intramedullär verwendbar

DIZG	Solventa	Beschreibung	Farbe	Länge	Durchmesser
SC3550d	CTSC3550d	Shark Screw® diver		35 mm	5.0 mm
SC4550d	CTSC4550d	Shark Screw® diver long		45 mm	5.0 mm



Shark Screw® tendon

Allogener Sehnenanker aus humanem Spenderknochen

DIZG	Solventa	Beschreibung	Farbe	Länge	Durchmesser
SC1550t	-	Shark Screw® tendon		15 mm	5.0 mm



Shark Screw® suture

Allogener Fadenanker aus humanem Spenderknochen

DIZG	Solventa	Beschreibung	Farbe	Länge	Durchmesser
SC1550s	-	Shark Screw® suture		15 mm	5.0 mm



Shark Screw® minisuture

Allogener Fadenanker aus humanem Spenderknochen

DIZG	Solvita	Beschreibung	Farbe	Länge	Durchmesser	Länge des Gewindes
SC1435s	-	Shark Screw® minisuture		14 mm	3.5 mm	8 mm



Shark Screw® ht

Allogene Schraube aus humanem Spenderknochen

DIZG	Solvita	Beschreibung	Farbe	Länge	Durchmesser
SC1435h	-	Shark Screw® ht		14 mm	3.5 mm



Shark Screw® ACL

Allogene Interferenzschraube aus humanem Spenderknochen

DIZG	Solvita	Beschreibung	Farbe	Länge	Durchmesser	Ø Kanülierung
SC2170	CTSC2170	Shark Screw® ACL 7.0		21 mm	7.0 mm	1.3 mm
SC2180	CTSC2180	Shark Screw® ACL 8.0		21 mm	8.0 mm	1.3 mm
SC2190	CTSC2190	Shark Screw® ACL 9.0		21 mm	9.0 mm	1.3 mm

PUBLIKATIONEN

über die Shark Screw®

Alle aktuellen Publikationen zur Shark Screw® finden Sie online auf unserer Website. Von Fallberichten bis zu multizentrischen Studien: Überzeugen Sie sich selbst von der wachsenden klinischen Evidenz. QR-Code scannen und direkt zu den neuesten Studien gelangen:



Alle Shark Screw® Transplantate weisen eine Haltbarkeit von 5 Jahren ab Herstellungsdatum auf.

DBM Knochenpaste

Demineralisierte Allografts (DBM)

DBM pastös (vermischt mit Hyaluronsäure) & DBM Putty sind demineralisierte allogene Knochenpasten zur Behandlung von Knochendefekten. In etwa sechs bis zwölf Monaten nach der Behandlung sind diese schließlich in eigenen Knochen umgebaut. Die häufigsten Anwendungsgebiete von DBM pastös & Putty sind Cage-Auffüllung in der Wirbelsäulenchirurgie, Defektauffüllung von Zysten und kleinen sowie großen Knochendefekten. Chirurg:innen schätzen vor allem die einfache und einzigartige interoperative Handhabung von DBM pastös & Putty.



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
GT3550	5 Jahre	DBM, pastös, 0,212–0,85 mm	0.5 cm ³
GT3551	5 Jahre	DBM, pastös, 0,212–0,85 mm	1 cm ³
GT3552	5 Jahre	DBM, pastös, 0,212–0,85 mm	2.5 cm ³
GT3553	5 Jahre	DBM, pastös, 0,212–0,85 mm	5 cm ³
GT3554	5 Jahre	DBM, pastös, 0,212–0,85 mm	10 cm ³
2014-40	3 Jahre	Maxxeus™ DBM Putty	0.5 cm ³
2015-40	3 Jahre	Maxxeus™ DBM Putty	1 cm ³
2016-40	3 Jahre	Maxxeus™ DBM Putty	2.5 cm ³
2017-40	3 Jahre	Maxxeus™ DBM Putty	5 cm ³
2018-40	3 Jahre	Maxxeus™ DBM Putty	10 cm ³

DBM Crunch Mix

Demineralisierte Allografts (DBM)

DBM Crunch Mix setzt sich aus Knochenpaste und Spongiosa-Chips zusammen. Durch ihre einzigartige Struktur ist DBM Crunch Mix perfekt für die Defektauffüllung geeignet.



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
4992-40	3 Jahre	Maxxeus™ DBM Crunch Mix Putty	1 cm ³
4993-40	3 Jahre	Maxxeus™ DBM Crunch Mix Putty	2.5 cm ³
4994-40	3 Jahre	Maxxeus™ DBM Crunch Mix Putty	5 cm ³
4995-40	3 Jahre	Maxxeus™ DBM Crunch Mix Putty	10 cm ³

DBM als Granulat

Demineralisierte Allografts (DBM)

DBM eignet sich hervorragend zur Defektauffüllung mittlerer und großer Defekte. Zudem kann DBM als demineralisiertes Allograft Flüssigkeiten gut und schnell aufnehmen und halten.



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
GT3505	5 Jahre	DBM, 1–3 mm	1 cm ³
GT3515	5 Jahre	DBM, 1–3 mm	3 cm ³
GT3506	5 Jahre	DBM, 1–3 mm	5 cm ³
GT3507	5 Jahre	DBM, 1–3 mm	10 cm ³
GT3509	5 Jahre	DBM, 1–3 mm	15 cm ³
GT3508	5 Jahre	DBM, 1–3 mm	30 cm ³

DBMx-press

Demineralisierte Allografts (DBM)



DBM x-press besteht aus demineralisierten allogenen Knochenstückchen, vermischt mit Hyaluronsäure und dient ebenso wie DBM pastös zur Defektauffüllung. Mit einer Korngröße von unter 6 mm eignet es sich hervorragend zum Befüllen von Cages oder mittleren bis größeren Knochendefekten.

Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
GT3560	2 Jahre	DBMx-press, < 6 mm	2.5 cm ³
GT3561	2 Jahre	DBMx-press, < 6 mm	5 cm ³
GT3562	2 Jahre	DBMx-press, < 6 mm	10 cm ³
GT3563	2 Jahre	DBMx-press, < 6 mm	15 cm ³
GT3564	2 Jahre	DBMx-press, < 6 mm	20 cm ³

DBM Flexx Fibers & Fiberfill®

Demineralisierte Allografts (DBM)

Durch die Demineralisierung können die Defektfüller deutlich mehr Flüssigkeit aufnehmen als herkömmliche nicht demineralisierte Allografts – dabei können die Fibers z. B. mit Blut vermischt werden. Zudem sind die rehydrierten Fibers formbar. Das verschafft DBM Fibers besondere Eigenschaften.



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
5468-12	5 Jahre	Maxxeus™ DBM Flexx Fibers	0.5 cm ³
5508-12	5 Jahre	Maxxeus™ DBM Flexx Fibers	1 cm ³
5509-12	5 Jahre	Maxxeus™ DBM Flexx Fibers	2.5 cm ³
5510-12	5 Jahre	Maxxeus™ DBM Flexx Fibers	5 cm ³
5511-12	5 Jahre	Maxxeus™ DBM Flexx Fibers	10 cm ³
5512-12	5 Jahre	Maxxeus™ DBM Flexx Fibers	15 cm ³
GT7000	3 Jahre	Fiberfill®	5 cm ³
GT7001	3 Jahre	Fiberfill®	10 cm ³
GT7002	3 Jahre	Fiberfill®	2.5 cm ³

Cortiflex®

Demineralisierte Allografts (DBM)

Cortiflex® ist ein demineralisierter kortikaler Span zur Augmentation. Die Demineralisierung macht ihn leicht biegsam und modellierbar.



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
GT3540	5 Jahre	Cortiflex® Dicke 2mm (demin. kortik. Span)	15 x 50 mm
GT3541	5 Jahre	Cortiflex® Dicke 2mm (demin. kortik. Span)	15 x 100 mm
GT3543	5 Jahre	Cortiflex® Dicke 2mm (demin. kortik. Span)	15 x 25 mm
GT3545	5 Jahre	Cortiflex® Dicke 2mm (demin. kortik. Span)	15 x 30 mm
GT3546	5 Jahre	Cortiflex® Dicke 2mm (demin. kortik. Span)	15 x 60 mm
GT3547	5 Jahre	Cortiflex® Dicke 2mm (demin. kortik. Span)	15 x 120 mm
GT3548	5 Jahre	Cortiflex® Dicke 2mm (demin. kortik. Span)	20 x 25 mm

DBM Spongiosablöcke

Demineralisierte Allografts (DBM)



DBM Spongiosablöcke haben herkömmlichen Spongiosablöcken gegenüber einen entscheidenden Vorteil: Durch die Demineralisierung werden DBM Spongiosablöcke formbar und eignen sich sowohl für kleine als auch große Defekte.

Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
3982-12	5 Jahre	DBM demineralisierter spongiosa Würfel	10 x 10 mm
3983-12	5 Jahre	DBM demineralisierter spongiosa Würfel	12 x 12 mm
3984-12	5 Jahre	DBM demineralisierter spongiosa Würfel	16 x 16 mm
3985-12	5 Jahre	DBM demineralisierter spongiosa Quader / Streifen	50 x 20 x 5 mm
3986-12	5 Jahre	DBM demineralisierter spongiosa Quader / Streifen	20 x 15 x 5 mm
3987-12	5 Jahre	DBM demineralisierter spongiosa Quader / Streifen	50 x 10 x 7 mm
3988-12	5 Jahre	DBM demineralisierter spongiosa Quader / Streifen	25 x 20 x 7 mm
3989-12	5 Jahre	DBM demineralisierter spongiosa Quader / Streifen	20 x 15 x 7 mm
GT3570	5 Jahre	Spongioflex®	25 x 10 x 6 mm

Cotton- & Evans-Wedges

Struktur Allografts

Cotton- und Evans-Wedges sind Struktur-Allografts für den Einsatz in der Fußchirurgie, unter anderem im Rahmen der Cotton- bzw. Evans-Osteotomie zur Korrektur von Plattfußdeformitäten. Die Fixierung erfolgt mit dem Shark Screw® diver, um ein postoperatives Verrutschen der Wedges zu verhindern.



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
2294-12	5 Jahre	Cot-Wedge	5 (H) x 22 (L) x 16 (W) mm
2295-12	5 Jahre	Cot-Wedge	6 (H) x 22 (L) x 16 (W) mm
2296-12	5 Jahre	Cot-Wedge	7 (H) x 22 (L) x 16 (W) mm
2297-12	5 Jahre	Cot-Wedge	8 (H) x 22 (L) x 16 (W) mm
2290-12	5 Jahre	E-Wedge	6 (H) x 4 (H1) x 22 (L) x 22 (W) mm
2291-12	5 Jahre	E-Wedge	8 (H) x 5 (H1) x 22 (L) x 22 (W) mm
2292-12	5 Jahre	E-Wedge	10 (H) x 5 (H1) x 22 (L) x 22 (W) mm
2293-12	5 Jahre	E-Wedge	12 (H) x 5 (H1) x 22 (L) x 22 (W) mm

Blöcke tri- & bicortical | Beckenkamm | Os ilium

Struktur Allografts

Bei der Auffüllung von großen Defekten oder in der Revisionschirurgie dient Os ilium tricortical, bicortical oder monocortical als exzellentes, lasttragendes Allograft. Die natürliche Struktur bietet Zellen Platz, sich anzusiedeln. Eine feste corticale Schicht bietet guten Halt.

Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
GT2704	5 Jahre	Os ilium, bicortical	20 x 20 mm
GT2706	5 Jahre	Os ilium, bicortical	20 x 40 mm
GT2714	5 Jahre	Os ilium, tricortical	20 x 20 mm
GT2715	5 Jahre	Os ilium, tricortical	20 x 30 mm
GT2716	5 Jahre	Os ilium, tricortical	20 x 40 mm
GT2720	5 Jahre	Os ilium, tricortical	20 x 60 mm
GT2721	5 Jahre	Os ilium, tricortical	30 x 20 mm
GT2722	5 Jahre	Os ilium, tricortical	40 x 20 mm
GT2723	5 Jahre	Os ilium, tricortical	60 x 20 mm

Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Länge (W)
1031-12	5 Jahre	Trikortikaler Block (Os Ilium)	< 1 cm
1032-12	5 Jahre	Trikortikaler Block (Os Ilium)	1.1 -1.4 cm
1033-12	5 Jahre	Trikortikaler Block (Os Ilium)	1.5 - 1.9 cm
1034-12	5 Jahre	Trikortikaler Block (Os Ilium)	2 - 2.9 cm
1035-12	5 Jahre	Trikortikaler Block (Os Ilium)	3 - 3.9 cm
1036-12	5 Jahre	Trikortikaler Block (Os Ilium)	4 - 4.9 cm
1037-12	5 Jahre	Trikortikaler Block (Os Ilium)	> 5 cm

Umstellungs-Wedges & Keile

Struktur Allografts

Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
GT2001	5 Jahre	Caput Femoris, Keil, 22,5° Grad	1 St.
GT2002	5 Jahre	Caput Femoris, Keil, 45° Grad	1 St.
GT2727	5 Jahre	Corticospungiosa Keil, 25-30 x 15 x 15 mm	1 St.

Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
1167-12	5 Jahre	Patellar Wedge / Freeze dried	alle Größen

Diaphysen & Späne

Struktur Allografts



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
GT1601	5 Jahre	Femur Span	15 x 20 x 2 mm
GT1603	5 Jahre	Femur Span	10 - 15 x 50 mm
GT1604	5 Jahre	Femur Span	10 - 15 x 100 mm
GT1605	5 Jahre	Femur Span	10 - 15 x 200 mm
GT1606	5 Jahre	Femur Span	10 x 20 x 1 mm
GT1607	5 Jahre	Femur Span	15 x 20 x 1 mm
GT2102	5 Jahre	Tibia Span	10 - 15 x 100 mm
GT2103	5 Jahre	Tibia Span	10 - 15 x 200 mm
GT1800	5 Jahre	Humerus Diaphyse	komplett
GT1802	5 Jahre	Femur Diaphyse	70 mm
GT1803	5 Jahre	Femur Diaphyse	100 mm
GT1804	5 Jahre	Femur Diaphyse	150 mm
GT1805	5 Jahre	Femur Diaphyse	250 mm längshalbiert
GT1806	5 Jahre	Femur Diaphyse	komplett
GT2301	5 Jahre	Tibia Diaphyse	50 mm
GT2302	5 Jahre	Tibia Diaphyse	70 mm
GT2303	5 Jahre	Tibia Diaphyse	100 mm
GT2305	5 Jahre	Tibia Diaphyse	250 mm längshalbiert
GT2400	5 Jahre	Fibula Diaphyse	10 mm
GT2401	5 Jahre	Fibula Diaphyse	50 mm
GT2402	5 Jahre	Fibula Diaphyse	70 mm
GT2403	5 Jahre	Fibula Diaphyse	100 mm
GT2404	5 Jahre	Fibula Diaphyse	150 mm
GT2406	5 Jahre	Fibula Diaphyse	komplett

Wirbelsäulen Spacer

Struktur Allografts



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Dicke
1554 -12	5 Jahre	Cervical Spacer, lordotisch	5 mm
1555 -12	5 Jahre	Cervical Spacer, lordotisch	6 mm
1556 -12	5 Jahre	Cervical Spacer, lordotisch	7 mm
1557 -12	5 Jahre	Cervical Spacer, lordotisch	8 mm
1558 -12	5 Jahre	Cervical Spacer, lordotisch	9 mm
1559 -12	5 Jahre	Cervical Spacer, lordotisch	10 mm
1566 -12	5 Jahre	Cervical Spacer, lordotisch mit Spongiosa	5 mm
1567 -12	5 Jahre	Cervical Spacer, lordotisch mit Spongiosa	6 mm
1568 -12	5 Jahre	Cervical Spacer, lordotisch mit Spongiosa	7 mm
1569 -12	5 Jahre	Cervical Spacer, lordotisch mit Spongiosa	8 mm
1570 -12	5 Jahre	Cervical Spacer, lordotisch mit Spongiosa	9 mm
1571 -12	5 Jahre	Cervical Spacer, lordotisch mit Spongiosa	10 mm
1230 -12	5 Jahre	Cortical Disc	12 mm x 5-10 mm

Spongiosa-Zylinder

Sportmedizin

Spongiosazylinder ohne Knorpel eignen sich zur Auffüllung von Bohrkanälen bei der Kreuzbandrevision oder bei Knochendefekten. Mit avitalem Knorpel eignen sie sich zudem zum Auffüllen von Knorpelknochendefekten.



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Länge
GT2606	5 Jahre	Spongiosa Zylinder Ø 10 mm ohne Knorpel	bis 30 mm
GT2610	5 Jahre	Spongiosa Zylinder Ø 12 mm ohne Knorpel	bis 30 mm
GT2607	5 Jahre	Spongiosa Zylinder Ø 15 mm ohne Knorpel	bis 15 mm
GT2608	5 Jahre	Spongiosa Zylinder Ø 20 mm ohne Knorpel	bis 15 mm
2275-25	4 Jahre	Spongiosa Zylinder mit avit. Knorpel in Saline	6 mm
2276-25	4 Jahre	Spongiosa Zylinder mit avit. Knorpel in Saline	8 mm
2277-25	4 Jahre	Spongiosa Zylinder mit avit. Knorpel in Saline	10 mm

Revisionsdübel kanüliert

Sportmedizin

Revisionsdübel kanüliert eignen sich hervorragend zur Auffüllung von Bohrkanälen bei der Kreuzbandrevision.




Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Durchmesser Ø
3617-12	5 Jahre	kanülierter Revisionsdübel	8 x 26+ mm
3618-12	5 Jahre	kanülierter Revisionsdübel	9 x 26+ mm
3626-12	5 Jahre	kanülierter Revisionsdübel	10 x 26+ mm
3619-12	5 Jahre	kanülierter Revisionsdübel	11 x 26+ mm
3620-12	5 Jahre	kanülierter Revisionsdübel	12 x 26+ mm
3621-12	5 Jahre	kanülierter Revisionsdübel	14 x 26+ mm
3622-12	5 Jahre	kanülierter Revisionsdübel	16 x 26+ mm
3623-12	5 Jahre	kanülierter Revisionsdübel	18 x 26+ mm

Sehnen ohne Knochen

Sportmedizin

Humane Spendersehnen dienen zur Rekonstruktion von Sehnen und Bändern. Die Lagerung von gefrierkonservierten Sehnen und Menisken erfolgt bei $< -40^{\circ}\text{C}$. Nach dem Auftauen in NaCl Lösung sind gefrierkonservierte Sehnen sehr gut zu bearbeiten.



Einzelstrang



Doppelstrang

Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung
1085-14	5 Jahre	Achillessehne ohne Knochen
3167-14	5 Jahre	Gracilissehne (Einzelstrang)
2315-14	5 Jahre	Plantarissehne (Einzelstrang)
1824-14	5 Jahre	Semitendinosussehne $\leq 24\text{ cm}$ (Einzelstrang)
1960-14	5 Jahre	Tibialis Sehne, Anterior (Einzelstrang)
1009-14	5 Jahre	Gracilissehne (Doppelstrang)
1170-14	5 Jahre	Peroneus Longus Sehne (Doppelstrang)
1014-14	5 Jahre	Semitendinosussehne $> 24\text{cm}$ (Doppelstrang)
1501-14	5 Jahre	Semitendinosus & Gracilissehne (2er- Pack)
1020-14	5 Jahre	Tibialis Sehne, Anterior (Doppelstrang)
1021-14	5 Jahre	Tibialis Sehne, Posterior (Doppelstrang)

Sehnen mit Knochen

Sportmedizin

Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung
1025-14	5 Jahre	Achillessehne mit Knochen
1967-14	5 Jahre	Achillessehne mit Knochen, vorgeformt 10 mm
1968-14	5 Jahre	Achillessehne mit Knochen, vorgeformt 11 mm
1166-14	5 Jahre	Patellarsehne, halbiert
1165-14	5 Jahre	Patellarsehne, ganz
1162-14	5 Jahre	Patellarsehne mit Extensor
1964-14	5 Jahre	Patellarsehne, vorgeformt 10 mm
1965-14	5 Jahre	Patellarsehne, vorgeformt 11 mm
1903-14	5 Jahre	Quadrizepssehne

Wir legen großen Wert auf einen schnellen und zuverlässigen Service. Daher werden alle Anfragen bei uns innerhalb von **nur einer Stunde verlässlich beantwortet**. Für die Auswahl der passenden Sehnen berücksichtigen wir selbstverständlich die **exakten gewünschten Abmessungen der Sehne**. Um Ihnen die bestmögliche Lösung anbieten zu können, erhalten Sie gerne eine Liste mit den gesamten Abmessungen aller lagernden Sehnen zur Durchsicht. Dank unserer **sehr großen Auswahl an lagernden Sehnen** haben wir in den meisten Fällen sofort die passende Sehne für Sie verfügbar. Gerne bieten wir Ihnen zudem die Möglichkeit einer **unverbindlichen Reservierung** der gewünschten Sehnen an. So sichern Sie sich schnell und unkompliziert die benötigte Sehne für die geplante Operation.

Profitieren Sie von unserer **garantiert raschen Verfügbarkeit und einer Lieferzeit von nur 1–3 Werktagen nach Bestelleingang**.

Wir freuen uns darauf, Sie kompetent und effizient zu unterstützen.

Größe der Sehnentransplantate

Maxxeus™ Transplantate

Die gelieferten Sehnen entsprechen von den Maßen dem unbehandelten Zustand der Sehne nach der Entnahme. Nach der Prozessierung wird mit einer Schrumpfung von bis zu 1 mm gerechnet.



Meniskus

Sportmedizin



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung
TK6001	2 Jahre	Meniskus, Medial Links
TK6002	2 Jahre	Meniskus, Medial Rechts
TK6003	2 Jahre	Meniskus, Lateral Links
TK6004	2 Jahre	Meniskus, Lateral Rechts

Spongiosa-Würfel & Blöcke

Defektfüller

Zur Defektfüllung stehen Chirurg:innen verschiedene Gewebekompositionen und Größen zur Verfügung. Alle von surgebright angebotenen Spongiosa-Chips, Würfel und Blöcke können intraoperativ bearbeitet und zerkleinert werden. Speziell in der Revisionschirurgie bietet diese Vielfalt an Größen und Mengen besondere Vorteile. Durch Auswahl der entsprechenden Größe und Menge muss kein Gewebe unnötig verworfen werden.



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
GT2601	5 Jahre	Spongiosa Würfel, 1 Stück (1 x 1 x 1 cm)	1 cm ³
GT2602	5 Jahre	Spongiosa Würfel, 3 Stück (1 x 1 x 1 cm)	1 cm ³
GT2609	5 Jahre	Spongiosa Block, 1 Stück (3 x 1 x 1 cm)	3 cm ³
GT2603	5 Jahre	Spongiosa Block, 3 Stück (3 x 1 x 1 cm)	3 cm ³
GT2604	5 Jahre	Spongiosa Block, 1 Stück (3 x 3 x 1 cm)	9 cm ³
GT2600	5 Jahre	Spongiosa Block, 1 Stück (4 x 3 x 1 cm)	12 cm ³
GT2605	5 Jahre	Spongiosa Block, 1 Stück (5 x 3 x 1 cm)	15 cm ³

Spongiosa-Chips & Würfel

Defektfüller



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
GT2801	5 Jahre	Spongiosa Chips, < 1 cm	5 cm ³
GT2802	5 Jahre	Spongiosa Chips, < 1 cm	10 cm ³
GT2804	5 Jahre	Spongiosa Chips, < 1 cm	15 cm ³
GT2805	5 Jahre	Spongiosa Chips, < 1 cm	20 cm ³
GT2803	5 Jahre	Spongiosa Chips, < 1 cm	30 cm ³



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
1198-12	5 Jahre	Spongiosa Würfel 5 - 10 mm	5 cm ³
1199-12	5 Jahre	Spongiosa Würfel 5 - 10 mm	7.5 cm ³
1200-12	5 Jahre	Spongiosa Würfel 5 - 10 mm	10 cm ³
1201-12	5 Jahre	Spongiosa Würfel 5 - 10 mm	15 cm ³
1205-12	5 Jahre	Spongiosa Würfel 5 - 10 mm	20 cm ³
1023-12	5 Jahre	Spongiosa Würfel 5 - 10 mm	30 cm ³
1203-12	5 Jahre	Spongiosa Würfel 5 - 10 mm	60 cm ³
1204-12	5 Jahre	Spongiosa Würfel 5 - 10 mm	90 cm ³

Spongiosa-Chips

Defektfüller

Bei großen sowie kleinen Knochendefekten eignen sich Spongiosa-Chips crushed & grob hervorragend. Vor allem in der Revisionschirurgie kommen sie häufig zum Einsatz.

Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
GT2850	5 Jahre	Spongiosa-Chips, crushed < 1 cm	5 cm ³
GT2851	5 Jahre	Spongiosa-Chips, crushed < 1 cm	10 cm ³
GT2852	5 Jahre	Spongiosa-Chips, crushed < 1 cm	15 cm ³
GT2853	5 Jahre	Spongiosa-Chips, crushed < 1 cm	20 cm ³
GT2854	5 Jahre	Spongiosa-Chips, crushed < 1 cm	30 cm ³



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
1237-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, crushed 1-10 mm	5 cm ³
1233-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, crushed 1-10 mm	7.5 cm ³
1238-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, crushed 1-10 mm	10 cm ³
1003-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, crushed 1-10 mm	15 cm ³
1236-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, crushed 1-10 mm	20 cm ³
1024-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, crushed 1-10 mm	30 cm ³
1234-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, crushed 1-10 mm	60 cm ³
1235-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, crushed 1-10 mm	90 cm ³
1001-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, crushed 1-10 mm	120 cm ³



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
1100-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, grob, 4-10 mm	5 cm ³
1101-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, grob, 4-10 mm	7.5 cm ³
1107-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, grob, 4-10 mm	10 cm ³
1102-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, grob, 4-10 mm	15 cm ³
1108-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, grob, 4-10 mm	20 cm ³
1103-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, grob, 4-10 mm	30 cm ³
1026-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, grob, 4-10 mm	60 cm ³
1106-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, grob, 4-10 mm	90 cm ³
1105-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, grob, 4-10 mm	120 cm ³



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
1110-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, fein, 1-4 mm	5 cm ³
1111-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, fein, 1-4 mm	7.5 cm ³
1116-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, fein, 1-4 mm	10 cm ³
1004-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, fein, 1-4 mm	15 cm ³
1112-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, fein, 1-4 mm	30 cm ³
1113-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, fein, 1-4 mm	60 cm ³
1115-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, fein, 1-4 mm	90 cm ³
1114-12	5 Jahre	Spongiosa-Chips, fein, 1-4 mm	120 cm ³



Corticospongiosa-Chips

Defektfüller

Corticospongiosa-Chips eignen sich zur Defektauffüllung, wenn dabei auch kortikale Anteile benötigt werden. Da sie nicht komprimierbar sind, dürfen sie nicht bei Revisionen von H- oder K-TEPs verwendet werden – ein zu hoher kortikaler Anteil kann den sicheren Halt der Gelenkpfanne gefährden.



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
GT2741	5 Jahre	Corticospongiosa Chips, < 1 cm	5 cm ³
GT2742	5 Jahre	Corticospongiosa Chips, < 1 cm	10 cm ³
GT2744	5 Jahre	Corticospongiosa Chips, < 1 cm	15 cm ³
GT2743	5 Jahre	Corticospongiosa Chips, < 1 cm	30 cm ³
GT2761	5 Jahre	Spierings Chips, extra-fein (bis 5 mm)	5 cm ³
GT2746	5 Jahre	Spierings Chips, extra-fein (bis 5 mm)	10 cm ³
GT2747	5 Jahre	Spierings Chips, extra-fein (bis 5 mm)	15 cm ³
GT2750	5 Jahre	Spierings Chips, extra-fein (bis 5 mm)	30 cm ³
GT2756	5 Jahre	Spierings Chips, fein (5 - 8 mm)	10 cm ³
GT2757	5 Jahre	Spierings Chips, fein (5 - 8 mm)	15 cm ³
GT2758	5 Jahre	Spierings Chips, fein (5 - 8 mm)	30 cm ³
GT2748	5 Jahre	Spierings Chips, grob (8 - 10 mm)	10 cm ³
GT2749	5 Jahre	Spierings Chips, grob (8 - 10 mm)	15 cm ³
GT2753	5 Jahre	Spierings Chips, grob (8 - 10 mm)	30 cm ³
1121-12	5 Jahre	Corticospongiosa Chips	5.0 cm ³
1122-12	5 Jahre	Corticospongiosa Chips	7.5 cm ³
2318-12	5 Jahre	Corticospongiosa Chips	10 cm ³
1123-12	5 Jahre	Corticospongiosa Chips	15 cm ³
1124-12	5 Jahre	Corticospongiosa Chips	30 cm ³
1126-12	5 Jahre	Corticospongiosa Chips	60 cm ³
1127-12	5 Jahre	Corticospongiosa Chips	90 cm ³

Hüftköpfe

Defektfüller

Um große Knochendefekte bestmöglich zu versorgen, eignen sich Hüftköpfe in diversen Größen.



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
GT1900	5 Jahre	Caput Femoris, halbiert, ohne Knorpel	2 x 1/2 St.
GT1902	5 Jahre	Caput Femoris, halbiert, ohne Knorpel	1 x 1/2 St.
GT1903	5 Jahre	Caput Femoris, geviertelt, ohne Knorpel	1 x 1/4 St.
GT1904	5 Jahre	Caput Femoris, endo., geviertelt, o. Knorpel	2 x 1/4 St.
GT1905	5 Jahre	Caput Femoris, endo., geviertelt, o. Knorpel	1 x 1/4 St.
GT1906	5 Jahre	Caput Femoris, endo., halbiert, o. Knorpel	1 x 1/2 St.
GT1912	5 Jahre	Caput Femoris, endo., halbiert, o. Knorpel	2 x 1/2 St.
1005-12	5 Jahre	Caput Femoris, ohne Knorpel, gefriergetrocknet	ganz
1440-12	5 Jahre	1/2 Caput Femoris, ohne Knorpel, gefriergetrocknet	halbiert

Fascia Lata


Humane Haut & Weichgewebe



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
GT3201	5 Jahre	Fascia Lata	20 x 100 mm
GT3202	5 Jahre	Fascia Lata	20 x 200 mm
GT3204	5 Jahre	Fascia Lata	40 x 50 mm
GT3205	5 Jahre	Fascia Lata	40 x 100 mm
GT3206	5 Jahre	Fascia Lata	40 x 200 mm
GT3207	5 Jahre	Fascia Lata	20 x 70 mm
GT3210	5 Jahre	Fascia Lata	80 x 40 mm
GT3211	5 Jahre	Fascia Lata	15 x 20 mm
GT3212	5 Jahre	Fascia Lata	20 x 30 mm
GT3213	5 Jahre	Fascia Lata	30 x 40 mm
1128-12	5 Jahre	Fascia	40 x 60 mm
1129-12	5 Jahre	Fascia	60 x 80 mm
1130-12	5 Jahre	Fascia	50 x 150 mm

Amnion für die Ophthalmologie

Humane Haut & Weichgewebe




Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
GT1107	5 Jahre	Amnion, ophthalmologisch	20 x 20 mm
GT1108	5 Jahre	Amnion, ophthalmologisch	30 x 30 mm

Epiflex®

Humane Haut & Weichgewebe

Epiflex® ist ein Transplantat aus humaner azellulärer Dermis mit nativer Kollagenzusammensetzung und -struktur. Es ist zellfrei und eignet sich zur Rekonstruktion von Hautschäden sowie zur Verstärkung von eingerissenen Sehnen. Der Einsatz reicht von der Versorgung offener Wunden bis zur Augmentation von insuffizienten Rotatorenmanschetten.

Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
GT4001	5 Jahre	Epiflex® - Dicke 0.3 mm - 0.8 mm	10 x 20 mm
GT4002	5 Jahre	Epiflex® - Dicke 0.3 mm - 0.8 mm	10 x 30 mm
GT4004	5 Jahre	Epiflex® - Dicke 0.3 mm - 0.8 mm	15 x 15 mm
GT4005	5 Jahre	Epiflex® - Dicke 0.3 mm - 0.8 mm	15 x 30 mm
GT4006	5 Jahre	Epiflex® - Dicke 0.3 mm - 0.8 mm	20 x 20 mm
GT4007	5 Jahre	Epiflex® - Dicke 0.3 mm - 0.8 mm	20 x 40 mm
GT4010	5 Jahre	Epiflex® - Dicke 0.3 mm - 0.8 mm	30 x 30 mm
GT4011	5 Jahre	Epiflex® - Dicke 0.3 mm - 0.8 mm	40 x 40 mm
GT4012	5 Jahre	Epiflex® - Dicke 0.3 mm - 0.8 mm	30 x 60 mm
GT4013	5 Jahre	Epiflex® - Dicke 0.3 mm - 0.8 mm	40 x 80 mm
GT4016	5 Jahre	Epiflex® - Dicke 0.3 mm - 0.8 mm	50 x 100 mm
GT4020	5 Jahre	Epiflex® - Dicke 0.3 mm - 0.8 mm	80 x 160 mm
GT4021	5 Jahre	Epiflex® - Dicke 0.3 mm - 0.8 mm	60 x 160 mm
GT4023	5 Jahre	Epiflex® - Dicke 0.3 mm - 0.8 mm	80 x 120 mm
GT4026	5 Jahre	Epiflex® - Dicke 0.3 mm - 0.8 mm	100 x 160 mm
GT4027	5 Jahre	Epiflex® - Dicke 0.3 mm - 0.8 mm	100 x 180 mm
GT4030	5 Jahre	Epiflex® - Dicke 0.3 mm - 0.8 mm	120 x 160 mm
GT4031	5 Jahre	Epiflex® - Dicke 0.3 mm - 0.8 mm	120 x 180 mm
GT4033	5 Jahre	Epiflex® - Dicke 0.3 mm - 0.8 mm	140 x 180 mm
GT4051	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	10 x 20 mm
GT4052	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	10 x 30 mm
GT4053	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	10 x 40 mm
GT4054	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	15 x 15 mm
GT4055	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	15 x 30 mm
GT4056	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	20 x 20 mm
GT4057	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	20 x 40 mm
GT4060	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	30 x 30 mm
GT4061	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	40 x 40 mm
GT4062	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	30 x 60 mm
GT4063	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	40 x 80 mm
GT4064	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	40 x 160 mm
GT4065	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	50 x 50 mm
GT4066	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	50 x 100 mm
GT4067	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	60 x 60 mm
GT4068	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	60 x 120 mm
GT4070	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	80 x 160 mm
GT4077	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	100 x 180 mm
GT4079	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	120 x 140 mm
GT4081	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	120 x 180 mm
GT4083	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	140 x 180 mm
GT4084	5 Jahre	Epiflex® - Dicke > 0.8 mm	160 x 240 mm



Epiflex® perforiert

Humane Haut & Weichgewebe

Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
GT4320	5 Jahre	Epiflex®, perforiert	80 x 160 mm
GT4326	5 Jahre	Epiflex®, perforiert	100 x 160 mm
GT4331	5 Jahre	Epiflex®, perforiert	120 x 180 mm



Durch die Perforationen kann nach dem operativen Einsatz entstehendes Exsudat austreten; d. h., perforiertes Epiflex® kann die Serom-Raten reduzieren.

Maxxeus™ Wound Care

Humane Haut & Weichgewebe

Die zelluläre Haut von Maxxeus™ wird als temporärer Wundverband verwendet und kann Leben retten. Das Hauttransplantat kann sowohl bei Verbrennung, als auch bei kosmetischen Rekonstruktionen nach traumatischen Verbrennungen eingesetzt werden. Aufgrund der enthaltenen Zellen sind im Transplantat Wachstumsfaktoren vorhanden, welche die Zellproliferation in der Wunde und somit die Wundheilung anregen.



Artikelnummer	Haltbarkeit*	Beschreibung	Größe
1027-17	5 Jahre	Hauttransplantat, non-Meshed (Kryokonserviert)	103 cm ²
1017-17	5 Jahre	Hauttransplantat, non-Meshed (Kryokonserviert)	154 cm ²
1016-17	5 Jahre	Hauttransplantat, non-Meshed (Kryokonserviert)	232 cm ²
1015-17	5 Jahre	Hauttransplantat, non-Meshed (Kryokonserviert)	464 cm ²
1029-17	5 Jahre	Hauttransplantat, Meshed 2:1 (Kryokonserviert)	103 cm ²
1028-17	5 Jahre	Hauttransplantat, Meshed 2:1 (Kryokonserviert)	154 cm ²
1018-17	5 Jahre	Hauttransplantat, Meshed 2:1 (Kryokonserviert)	232 cm ²
1019-17	5 Jahre	Hauttransplantat, Meshed 2:1 (Kryokonserviert)	464 cm ²
1289-17	5 Jahre	Hauttransplantat, Meshed 1:1 (Kryokonserviert)	103 cm ²
1290-17	5 Jahre	Hauttransplantat, Meshed 1:1 (Kryokonserviert)	154 cm ²
1291-17	5 Jahre	Hauttransplantat, Meshed 1:1 (Kryokonserviert)	232 cm ²
1292-17	5 Jahre	Hauttransplantat, Meshed 1:1 (Kryokonserviert)	464 cm ²

*Die Haltbarkeit gilt ab dem jeweiligen Produktionsdatum. Das jeweilige Ablaufdatum ist auf der Verpackung ersichtlich. Die jeweiligen Lagerbedingungen sind in der Packungsbeilage ersichtlich.

WICHTIGE LINKS

surgebright GmbH

Website & Ressourcen

Website: www.surgebright.com

Gebrauchsanweisungen für Medizinprodukte (IFU): www.surgebright.com/ifu

Wet-Labs: www.surgebright.com/labs

Social Media

LinkedIn: www.linkedin.com/company/surgebright

Instagram: [@surgebright_](https://www.instagram.com/surgebright_)

YouTube für ChirurgInnen: www.youtube.com/@surgebright

YouTube für PatientInnen: www.youtube.com/@SharkScrewAllograft

DIE GEWEBEBANK FÜR ÖSTERREICHISCHE SPITÄLER

surgebright GmbH

Disclaimer:

Die hier dargestellten chirurgischen Techniken, Abbildungen und Verfahren dienen ausschließlich der fachlichen Information und Fortbildung. Sie stellen keine medizinische Beratung oder verbindliche Behandlungsanweisung dar und ersetzen in keiner Weise die eigenständige klinische Beurteilung des behandelnden Arztes.

Die alleinige Verantwortung für Indikation, Wahl und Durchführung der Behandlung sowie die Nachsorge liegt beim behandelnden Arzt. Jede medizinische Entscheidung muss individuell getroffen werden, basierend auf der spezifischen Anatomie, den Vorerkrankungen und dem gesamten klinischen Bild des jeweiligen Patienten. Keine Technik ist universell geeignet, und es gibt keine garantierte Erfolgsformel.

Diese Unterlagen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Aktualität. Die Nutzer bleiben dafür verantwortlich, geltende Richtlinien, regulatorische Anforderungen sowie die aktuellen Herstellerangaben der verwendeten Produkte eigenständig zu prüfen.

Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen Autor, Mitwirkende und Herausgeber keine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung, Fehlanwendung oder Interpretation dieser Inhalte entstehen.



Web www.surgebright.com

E-Mail info@surgebright.com

Klinikservice Hotline (+43) 720 371 355

Bestellungen distribution@surgebright.com

Gewerbezeile 7, A-4040 Lichtenberg bei Linz

© surgebright GmbH

P_3_V1.0

2026